


osmose
GAMME D'ARCS ORTHODONTIQUES
by orthoplus

orthoplus®
préparons l'avenir



NOUVEAUTÉ

osmose

GAMME D'ARCS ORTHODONTIQUES
by orthoplus



orthoplus®
préparons l'avenir

Orthoplus SAS - 28 rue Ampère - BP28
91430 Igny - France
orthoplus.fr



Présentation de la gamme

OSMOSE, notre nouvelle gamme d'arcs orthodontiques conçue pour répondre aux besoins des orthodontistes les plus exigeants. Alliant innovation, performance et esthétique, OSMOSE est la solution idéale pour des traitements efficaces, confortables et stables.

Nom de la Gamme : OSMOSE

Le nom OSMOSE reflète parfaitement l'harmonie entre la technologie avancée et le confort patient. Cette gamme incarne l'équilibre parfait entre la performance clinique et l'esthétique, offrant une solution sur-mesure pour chaque étape du traitement orthodontique.

• Performance Maximale :

Les arcs de la gamme OSMOSE ont été conçus pour offrir des performances optimales à chaque phase du traitement orthodontique. La diversité des matériaux permet un ajustement précis en fonction des besoins spécifiques du patient.

• Confort Patient :

La gamme OSMOSE a été développée en prenant en compte le confort du patient. Les matériaux innovants réduisent l'inconfort et favorisent une meilleure adaptation aux arcs, rendant l'expérience du traitement plus agréable.

• Esthétique & Discrétion :

OSMOSE ne sacrifie pas l'esthétique au profit de la performance, les patients peuvent bénéficier d'un traitement efficace tout en préservant leur apparence naturelle.

• Polyvalence :

Grâce à ses cinq produits, la gamme OSMOSE couvre l'ensemble des besoins cliniques, de l'initiation du traitement à la phase de finition, tout en s'adaptant aux préférences esthétiques des patients.

Composition de la gamme :

- Arc Niti
- Arc Thermic Cooper
- Arc Beta Plus
- Arc Acier
- Arc Esthetic (Acier & Niti)

La gamme d'arcs OSMOSE est plus qu'un simple choix de consommable orthodontique : Offrez à vos patients un traitement qui combine efficacité, confort et esthétique.

L'harmonie parfaite entre performance clinique et satisfaction patient est désormais à votre portée.

Passez à l'osmose,
l'alliance parfaite pour
un sourire aligné !

Arc NiTi

Grâce à sa mémoire de forme et sa flexibilité, l'arc NiTi exerce une force douce et constante, facilitant les premiers mouvements dentaires comme les phases intermédiaires de traitement. Son élasticité exceptionnelle garantit un alignement progressif et stable tout en minimisant l'inconfort pour le patient.

- Expression de forme complète résistant à la déformation
- Forces légères tout au long du traitement
- Finition polie lisse à faible friction
- Composition 55% Nickel – 45% Titane

Tableau des références :

NiTi	Natural Form		EuroForm		SL Form	
	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
.012	ONNU012DPI	ONNL012DPI	ONEU012DPI	ONEL012DPI	ONSLU012DPI	ONSLI012DPI
.014	ONNU014DPI	ONNL014DPI	ONEU014DPI	ONEL014DPI	ONSLU014DPI	ONSLI014DPI
.016	ONNU016DPI	ONNL016DPI	ONEU016DPI	ONEL016DPI	ONSLU016DPI	ONSLI016DPI
.018	ONNU018DPI	ONNL018DPI	ONEU018DPI	ONEL018DPI	ONSLU018DPI	ONSLI018DPI
.020	ONNU020DPI	ONNL020DPI	ONEU020DPI	ONEL020DPI	-	-
.014 x .025	ONNU1425DPI	ONNL1425DPI	ONEU1425DPI	ONEL1425DPI	-	-
.016 x .016	ONNU1616DPI	ONNL1616DPI	ONEU1616DPI	ONEL1616DPI	ONSLU1616DPI	ONSLI1616DPI
.016 x .022	ONNU1622DPI	ONNL1622DPI	ONEU1622DPI	ONEL1622DPI	ONSLU1622DPI	ONSLI1622DPI
.017 x .025	ONNU1725DPI	ONNL1725DPI	ONEU1725DPI	ONEL1725DPI	ONSLU1725DPI	ONSLI1725DPI
.018 x .018	ONNU1818DPI	ONNL1818DPI	ONEU1818DPI	ONEL1818DPI	ONSLU1818DPI	ONSLI1818DPI
.018 x .025	ONNU1825DPI	ONNL1825DPI	ONEU1825DPI	ONEL1825DPI	ONSLU1825DPI	ONSLI1825DPI
.019 x .025	ONNU1925DPI	ONNL1925DPI	ONEU1925DPI	ONEL1925DPI	ONSLU1925DPI	ONSLI1925DPI

Disponible en 4 formes :

- Natural
- EuroForm
- SL Form
- Reverse Curve

Forme Reverse Curve

- Réduit au minimum la rotation des molaires
- Contrôle du couple des incisives
- Marquages permanents de la ligne médiane : trois lignes pour l'arcade maxillaire, une ligne pour l'arcade mandibulaire

Niti	Upper	Lower
.012	-	-
.014	ONRCU014	ONRCL014
.016	ONRCU016	ONRCL016
.018	ONRCU018	ONRCL018
.020	ONRCU020	ONRCL020
.014 x .025	-	-
.016 x .016	ONRCU1616	ONRCL1616
.016 x .022	ONRCU1622	ONRCL1622
.017 x .025	ONRCU1725	ONRCL1725
.018 x .018	ONRCU1818	ONRCL1818
.018 x .025	ONRCU1825	ONRCL1825
.019 x .025	ONRCU1925	ONRCL1925

Spécifications :

Avec dimples

Les dimples formés avec précision et anatomiquement corrects limitent la migration de l'arc orthodontique.

En pochette individuelle

(à l'exception de la forme Reverse Curve)
Les pochettes scellées individuellement diminuent le risque de contamination.

Arc Thermic Copper

Innovant et performant, l'arc Thermic Cooper combine les avantages du Nickel-Titane avec les propriétés thermiques. À température corporelle, il devient plus flexible, offrant une adaptation optimale et un contrôle accru des mouvements dentaires. Cet arc est particulièrement efficace pour les phases de début de traitement ou pour corriger les encombrements les plus sévères grâce à des forces maîtrisées et précises.

- Alliage augmenté de cuivre pour faciliter l'engagement et offrir un plus grand confort au patient
- Forces légères et continues à température corporelle permettant un engagement plus précoce des fils de plus grand diamètre
- Activation thermique : 27°C permettant une activation optimale dans la durée
- Finition polie lisse à faible friction



Tableau des références :

Thermic	Natural Form		EuroForm		SL Form	
	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
.013	-	-	-	-	ONTSLU013DPI	ONTSL013DPI
.014	ONTNU014DPI	ONTNL014DPI	ONTEU014DPI	ONTEL014DPI	ONTSLU014DPI	ONTSL014DPI
.016	ONTNU016DPI	ONTNL016DPI	ONTEU016DPI	ONTEL016DPI	ONTSLU016DPI	ONTSL016DPI
.018	ONTNU018DPI	ONTNL018DPI	ONTEU018DPI	ONTEL018DPI	ONTSLU018DPI	ONTSL018DPI
.020	ONTNU020DPI	ONTNL020DPI	ONTEU020DPI	ONTEL020DPI	ONTSLU020DPI	ONTSL020DPI
.014 x .025	ONTNU1425DPI	ONTNL1425DPI	ONTEU1425DPI	ONTEL1425DPI	ONTSLU1425DPI	ONTSL1425DPI
.016 x .016	ONTNU1616DPI	ONTNL1616DPI	ONTEU1616DPI	ONTEL1616DPI	ONTSLU1616DPI	ONTSL1616DPI
.016 x .022	ONTNU1622DPI	ONTNL1622DPI	ONTEU1622DPI	ONTEL1622DPI	ONTSLU1622DPI	ONTSL1622DPI
.017 x .025	ONTNU1725DPI	ONTNL1725DPI	ONTEU1725DPI	ONTEL1725DPI	ONTSLU1725DPI	ONTSL1725DPI
.018 x .018	ONTNU1818DPI	ONTNL1818DPI	ONTEU1818DPI	ONTEL1818DPI	ONTSLU1818DPI	ONTSL1818DPI
.018 x .025	ONTNU1825DPI	ONTNL1825DPI	ONTEU1825DPI	ONTEL1825DPI	ONTSLU1825DPI	ONTSL1825DPI
.019 x .025	ONTNU1925DPI	ONTNL1925DPI	ONTEU1925DPI	ONTEL1925DPI	ONTSLU1925DPI	ONTSL1925DPI
.020 x .020	ONTNU2020DPI	ONTNL2020DPI	ONTEU2020DPI	ONTEL2020DPI	ONTSLU2020DPI	ONTSL2020DPI
.021 x .025	ONTNU2125DPI	ONTNL2125DPI	ONTEU2125DPI	ONTEL2125DPI	ONTSLU2125DPI	ONTSL2125DPI

Spécifications :

Avec dimples

Les dimples formés avec précision et anatomiquement corrects limitent la migration de l'arc orthodontique et maintiennent la symétrie tout au long du traitement

En pochette individuelle

Les pochettes scellées individuellement diminuent le risque de contamination.

Disponible en 3 formes :
Natural
EuroForm
SL Form

Arc Betaplus

Cet arc allie les avantages du titane à ceux de l'acier. Il offre une flexibilité et une résilience intermédiaires, permettant des ajustements plus subtils sans compromettre la force nécessaire. Idéal pour les phases de finition où un contrôle progressif est requis.

- Permet des modifications complexes avec une résilience accrue par rapport à l'acier inoxydable.
- Les forces modérées se situent entre le nickel-titane super élastique et l'acier inoxydable.
- Alliage hypoallergénique sans nickel

Tableau des références :

Betaplus	Natural Form		EuroForm		SL Form	
	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
.016	OBPNU016PI	OBPNL016PI	OBPEU016PI	OBPEL016PI	OBPSLU016PI	OBPSLL016PI
.018	OBPNU018PI	OBPNL018PI	OBPEU018PI	OBPEL018PI	OBPSLU018PI	OBPSLL018PI
.016 x .016	OBPNU1616PI	OBPNL1616PI	OBPEU1616PI	OBPEL1616PI	OBPSLU1616PI	OBPSLL1616PI
.016 x .022	OBPNU1622PI	OBPNL1622PI	OBPEU1622PI	OBPEL1622PI	OBPSLU1622PI	OBPSLL1622PI
.017 x .025	OBPNU1725PI	OBPNL1725PI	OBPEU1725PI	OBPEL1725PI	OBPSLU1725PI	OBPSLL1725PI
.018 x .025	OBPNU1825PI	OBPNL1825PI	OBPEU1825PI	OBPEL1825PI	OBPSLU1825PI	OBPSLL1825PI
.019 x .025	OBPNU1925PI	OBPNL1925PI	OBPEU1925PI	OBPEL1925PI	OBPSLU1925PI	OBPSLL1925PI
.021 x .025	OBPNU2125PI	OBPNL2125PI	OBPEU2125PI	OBPEL2125PI	OBPSLU2125PI	OBPSLL2125PI

Disponible en 3 formes :
Natural
EuroForm
SL Form

Spécifications :

En pochette individuelle
Les pochettes scellées individuellement diminuent le risque de contamination.

Arc Acier


Robuste et fiable, l'arc acier est conçu pour les phases où une force plus importante est nécessaire. Sa rigidité permet des corrections majeures tout en maintenant un confort patient. C'est l'outil parfait pour les finitions, où la précision du mouvement est essentielle pour atteindre le résultat souhaité.

- Fabriqué avec précision à partir d'acier inoxydable de qualité médicale
- Surface polie pour une friction réduite

Tableau des références :

Acier	Natural Form		EuroForm	
	Upper	Lower	Upper	Lower
.014	OANU014	OANL014	OAEU014	OAE014
.016	OANU016	OANL016	OAEU016	OAE016
.018	OANU018	OANL018	OAEU018	OAE018
.020	OANU020	OANL020	OAEU020	OAE020
.016 x .016	OANU1616	OANL1616	OAEU1616	OAE1616
.016 x .022	OANU1622	OANL1622	OAEU1622	OAE1622
.017 x .025	OANU1725	OANL1725	OAEU1725	OAE1725
.018 x .025	OANU1825	OANL1825	OAEU1825	OAE1825
.019 x .025	OANU1925	OANL1925	OAEU1925	OAE1925
.021 x .025	OANU2125	OANL2125	OAEU2125	OAE12125

Disponible en 2 formes :
Natural & EuroForm



Arc Esthetic

Pour répondre à la demande croissante de solutions discrètes, tout en conservant les propriétés mécaniques du Nickel-Titane, cet arc est l'option idéale pour les patients soucieux de leur apparence pendant le traitement.

- Couche de PTFE colorée à la couleur des dents pour une durabilité maximale et un excellent résultat esthétique.
- Excellente compatibilité avec les brackets esthetics.
- Performances et propriétés dimensionnelles identiques à celles du fil non revêtu.
- 2 alliages disponibles : Acier et NITi



Arc Esthetic NiTi

Tableau des références :


Esthetic NiTi	Natural Form		EuroForm		SL Form	
	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
.014	OENNU014	OENNL014	OENEU014	OENEL014	OENSLU014	OENSL014
.016	OENNU016	OENNL016	OENEU016	OENEL016	OENSLU016	OENSL016
.018	OENNU018	OENNL018	OENEU018	OENEL018	OENSLU018	OENSL018
.016 x .016	OENNU1616	OENNL1616	OENEU1616	OENEL1616	OENSLU1616	OENSL1616
.016 x .022	OENNU1622	OENNL1622	OENEU1622	OENEL1622	OENSLU1622	OENSL1622
.017 x .025	OENNU1725	OENNL1725	OENEU1725	OENEL1725	OENSLU1725	OENSL1725
.018 x .025	OENNU1825	OENNL1825	OENEU1825	OENEL1825	OENSLU1825	OENSL1825
.019 x .025	OENNU1925	OENNL1925	OENEU1925	OENEL1925	OENSLU1925	OENSL1925

Disponible en
3 formes :

Natural
EuroForm
SL Form

Charte des formes

Arcs à l'échelle 1:1



Offre globale Orthoplus

L'offre globale pour les praticiens exigeants



Chez Orthoplus, nous avons développé une gamme étendue pour répondre à tous les besoins quotidiens de votre cabinet.

Notre sélection couvre tous les aspects de votre pratique, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour optimiser vos traitements et améliorer le confort de vos patients.

Avec Orthoplus, vous bénéficiez non seulement de produits fiables mais également d'un service dédié pour vous accompagner dans chaque étape de vos soins. Découvrez notre gamme et faites confiance à notre expertise pour vous soutenir au quotidien.

Arc Esthetic Acier

Tableau des références :

Esthetic Acier	Natural Form	
	Upper	Lower
.014	OEANU014	OEANL014
.016	OEANU016	OEANL016
.018	OEANU018	OEANL018
.016 x .016	OEANU1616	OEANL1616
.016 x .022	OEANU1622	OEANL1622
.017 x .025	OEANU1725	OEANL1725
.018 x .025	OEANU1825	OEANL1825
.019 x .025	OEANU1925	OEANL1925

Revêtement de surface

Alliage Niti
à mémoire de forme

