

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Le Nouveau Standard pour la Correction de l'Occlusion



D'autres ont imité. Nous avons innové !



Carriere® Motion Pro™ s'appuie sur des décennies de performances prédictibles éprouvées.

Inventé et mis au point par le docteur Luis Carrière, le Motion a fait ses preuves pour corriger efficacement les malocclusions. Fort de 20 ans de solides études publiées, évaluées par des pairs, et approuvé par les plus grands experts, le Motion est la solution pour la correction de l'occlusion.

Les améliorations apportées au **Motion Pro™** sont le résultat d'une vaste expérience clinique et d'échanges continus avec nos clients afin d'améliorer, les résultats thérapeutiques et l'expérience patient.


Pilier de la philosophie SAGITTAL FIRST™, le Motion Pro™ permet d'optimiser les traitements de classe II et de classe III et raccourcit la durée du traitement jusqu'à 7 mois.*

Choisissez Motion Pro™ Clear pour son design inégalé et voyez vous-même la différence !



Dr. Luis Carrière
Inventeur

* Données internes



Polyvalent

Conçu pour redéfinir l'approche thérapeutique

- Motion Pro™ CLEAR permet de traiter les patients de **classe II**
- Son **crochet amovible** offre au dispositif une flexibilité de traitement inégalée.

Intuitif

Une conception sans soudure pour plus de douceur

- Un **cran de positionnement**, des **faces planes**, des **bords droits** et une **encoche** permettent une mise en place intuitive et précise.
- Une base molaire **anatomique** et une base canine **profilée** assurent un ajustement parfait.
- Une conception spécifique garantit une **amplitude de mouvement optimale**, qui permet une mise en place précise même sur les molaires mésioversées.



Efficace

Un traitement rapide et prédictible

- Inspiré du corps humain, son **design condyloïde** est conçu pour permettre des mouvements plus naturels parfaitement maîtrisés.
- Le **crochet renforcé, plus large**, assure une répartition harmonieuse des forces des élastiques.
- L'**encoche profonde** du crochet simplifie l'engagement des élastiques et s'adapte aux **nouveaux élastiques Force 3**.*



Robuste

Une résistance et une performance sans compromis


- **Barre 56 % plus résistante** pour éviter la flexion et le décollement.**
- **Force d'adhérence multipliée par 2** grâce aux micro-verrous inversés et aux points de contact surélevés sur le coussinet antérieur.**
- **Crochet 2 fois plus fort** pour davantage de fiabilité.**



*Prochainement disponible.

**Motion Pro™ Clear uniquement. Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D™ Clear.


Un nouveau design, fruit de décennies d'expérience clinique



Crochet amovible inclus






- Conçu sur mesure pour Motion Pro™ CLEAR pour vous offrir une grande **flexibilité de traitement**.
- **Facilite la fixation de différents auxiliaires orthodontiques** tels que les chaînettes, les ressorts Niti, les fils de ligature ou les élastiques.
- Conçu avec un canal rectangulaire pour **empêcher la rotation du crochet amovible**.



Exclusivités Motion Pro™ Clear

- **Esthétique exceptionnelle** pensée pour le patient.
- **Force d'adhérence multipliée par 2** grâce à des micro-verrous inversés et à des points de contact surélevés sur le coussinet antérieur.*
- **Barre 56 % plus résistante** pour éviter la flexion et le décollement.*
- **Crochet renforcé plus de 2 fois plus résistant** pour davantage de fiabilité.*

Des améliorations de la conception cruciales au traitement

CARRIERE® MOTION PRO™ CLEAR	CARRIERE® MOTION 3D™
Traite les classes II	Traite les classes II & III avec des dispositifs différents
 Profil 25 % plus plat pour le confort du patient*	
 Design inspiré de l'anatomie humaine est conçu pour permettre un mouvement plus naturel et maîtrisé	 Articulation rotule
 Crochet à base large pour une répartition plus homogène des forces élastiques	 Crochet à base standard
 Encoche profonde pour faciliter l'insertion des élastiques	 Encoche standard
 Cran de positionnement, faces planes, bords droits et encoche pour une mise en place précise	 Design standard de mise en place
 Crochet amovible inclus pour une plus grande polyvalence	 Pas de crochet amovible
 Crochet renforcé pour fixer les élastiques de force 3 ou les doubles élastiques** Exclusivité Clear : Crochet plus de 2 fois plus résistant***	 Crochet standard
 Exclusivité Clear : Force d'adhérence multipliée par 2 grâce à des micro-verrous inversés et à des points de contact surélevés***	 Force d'adhérence standard


*Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D™. Données internes.

**Élastiques de force 3 disponibles prochainement.

***Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D™ Clear.

Importance de la conception adapté aux spécificités droite/gauche

La conception différenciée droite/gauche du Motion Pro™ Clear offre une amplitude de mouvement programmée et permet de redonner à chaque molaire, sa position idéale, **évitant ainsi les effets de surcorrections indésirables et les mouvements parasites.**



Pourquoi la spécificité latérale est-elle nécessaire ?

Les appareils qui ciblent uniquement la rotation des molaires peuvent traiter de façon incomplète la malocclusion, car les molaires versées continuent à prendre trop de place sur l'arcade et à affecter la position des dents adjacentes.

Des amplitudes de mouvement et des angulations différentes sont nécessaires pour le côté gauche et le côté droit.

Comment Motion Pro™ Clear traite la rotation et la version :

- Conçu pour obtenir à la fois la **rotation et le redressement des molaires.**
- Aide efficacement à corriger la position des prémolaires et fournit une approche complète pour la correction de la classe II avec le **redressement des molaires nécessaire pour assurer une stabilité à long terme.***
- Conçu biomécaniquement avec une angulation précise pour les dispositifs gauche et droit, ce qui permet une mise en place optimale sur les molaires mésioversées et **limite les effets délétères d'une mauvaise angulation**, tels que la surcorrection indésirable.
- Pensé pour **répondre au besoin de stabilité globale à long terme** dans la correction des malocclusions de classe II.

* Données internes



Traitement de **classe II** avec Motion Pro™ Clear

Indications pour la classe II

- **Classe I**, Encombrement
- **Classe II**, Division 1
- **Classe II**, Division 2
- **Classe II**, Béance
- **Classe II**, Supraclusion
- **Classe II**, Canines supérieures incluses
- **Classe II**, Subdivision, gauche ou droite (asymétrique)
- **Denture mixte** (Phase 1)

Biomécanique de classe II

Avant le traitement

1. Supraclusion
2. Encombrement antérieur
3. Molaires mésioversées



Pendant le traitement

Grâce à des forces douces et uniformes, Motion Pro permet d'obtenir une occlusion de classe I idéale, en effectuant simultanément :



Rotation

Rotation des premières molaires maxillaires autour de la racine palatine



Redressement

Redressement des premières molaires maxillaires



Distalisation


Distalisation en bloc du segment postérieur de la mâchoire, de la canine ou la première prémolaire à la première molaire

Après le traitement

1. L'espace gagné permet de résoudre l'encombrement sans extractions
2. Relation molaires et canines en classe I



Mise en place d'un traitement de classe II



Étape 1

Le dispositif est collé de la première molaire supérieure à la canine ou à la première prémolaire

Étape 2

Le crochet à coller ou le tube molaire est collé à la première ou à la seconde molaire inférieure

Étape 3

Des élastiques relient la base canine du dispositif au crochet ou au tube molaire

Étape 4

L'ancrage de l'arcade mandibulaire est assuré par une gouttière thermoformée



SAGITTAL FIRST : La clé du succès

La philosophie SAGITTAL FIRST™ grâce aux dispositifs Motion rationalise les traitements de classe II et raccourcit le temps de traitement jusqu'à 7 mois.* En utilisant le correcteur d'occlusion Motion Pro™ CLEAR, traitez la dimension antero-postérieure au début du traitement avant de placer des brackets ou des aligneurs.

Imaginez ce que des temps de traitement plus courts peuvent apporter aux patients, et l'impact positif des gains d'efficacité pour vous et pour votre cabinet.



Avantages de SAGITTAL FIRST

Standardisation et simplification du traitement	■ Utilisation du même protocole de traitement (philosophie SAGITTAL FIRST) quel que soit le type de malocclusion ■ Simplification du traitement et de la planification ■ Élimine les délais de laboratoire grâce à la mise en place par collage direct
Raccourcit l'ensemble du traitement jusqu'à 7 mois*	■ Élimination des forces parasites associées à la correction antero-postérieure avec port de dispositifs fixes ■ Favorise l'adhésion du patient au début du traitement, lorsque sa motivation est la plus forte ■ Obtention d'une plateforme de classe I en 3 à 6 mois*
Augmente le taux de conversion grâce à la mise en place le jour même	■ Peut être collé immédiatement après la consultation ■ La pose et l'éducation du patient prennent moins de 15 minutes* ■ Réduisez les extractions au maximum pour dynamiser votre cabinet
Davantage d'options thérapeutiques pour les patients	■ Une correction simple de l'occlusion pour un traitement par aligneur ou brackets ■ Donne la possibilité de reporter la décision de terminer le traitement avec des brackets ou des aligneurs en fonction de l'observance, de l'hygiène et de la progression du traitement

* Données internes

Unités et Sets

DESCRIPTION	TAILLE	CODE COULEUR	SUP. GAUCHE	SUP. DROIT	SET
Motion Pro CLEAR Correcteur d'occlusion	16 mm	○	425-816UL*	425-816UR*	425-816C*
	18 mm	●	425-818UL	425-818UR	425-818C
	20 mm	●	425-820UL*	425-820UR*	425-820C*
	23 mm	●	425-823UL	425-823UR	425-823C
	25 mm	●	425-825UL	425-825UR	425-825C
	27 mm	●	425-827UL	425-827UR	425-827C
	29 mm	●	425-829UL*	425-829UR*	425-829C*
	31 mm	●	425-831UL*	425-831UR*	425-831C*

CODE COULEUR	○	●	●	●	●	●	●	●
	Blanc	Bleu	Rose	Jaune	Rouge	Vert	Violet	Gris

CARRIERE®
MOTIONPRO™
CLEAR



Règlette Motion Pro™

DESCRIPTION	ARTICLE N°
Règlette Motion Pro (10/lot)	425-8RULER-10



Typodonts & Modèles

DESCRIPTION	ARTICLE N°
Typodont de classe II Motion Pro™ Clear	631-MPROC-C2
Modèle Motion Pro™ Clear x5	631-425CX

Un conditionnement intelligent

Chaque dispositif Motion Pro™ CLEAR est emballé individuellement pour une gestion simplifiée des stocks.

- Motion Pro™ CLEAR est orienté à l'intérieur de l'emballage individuel de façon à pouvoir y accéder directement avec les instruments de mise en place.
- Les emballages individuels indiquent la taille du dispositif et la configuration gauche/droite sur la languette extérieure afin de faciliter l'identification et le contrôle des stocks.
- Les emballages à l'unité et par set sont plus simples, petits et élégants, et occupent moins de place dans le cabinet.
- Chaque emballage individuel est scellé par une étiquette à tirette.



* Disponible prochainement – date de commercialisation disponible sur demande

Recommandations de commande



DESCRIPTION	QTÉ DE SETS	TAILLE	ARTICLE N°
3 SETS	1	23 mm	425-823C
	1	25 mm	425-825C
	1	27 mm	425-827C
6 SETS	1	16 mm	425-816C*
	1	18 mm	425-818C
	1	20 mm	425-820C*
	1	23 mm	425-823C
	1	25 mm	425-825C
	1	27 mm	425-827C
10 SETS	1	16 mm	425-816C*
	1	18 mm	425-818C
	1	20 mm	425-820C*
	2	23 mm	425-823C
	3	25 mm	425-825C
	2	27 mm	425-827C
20 SETS	2	16 mm	425-816C*
	3	18 mm	425-818C
	2	20 mm	425-820C*
	3	23 mm	425-823C
	6	25 mm	425-825C
	4	27 mm	425-827C



Instrument

DESCRIPTION	ARTICLE N°
Instrument de mise en place Motion	201-507

Instrument de mise en place Motion

Pince inversée avec une conception à ressort pour ouverture et fermeture autour des dispositifs Motion Pro™ CLEAR & Motion 3D™.

- L'encoche à l'intérieur de l'embout s'adapte au dispositif.
- Maintient fermement le dispositif sans rotation ni déplacement.

Crochet à coller Sidekick

Conçu pour s'associer parfaitement aux dispositifs Motion, le crochet à coller Sidekick™ simplifie encore davantage la philosophie SAGITTAL FIRST.

- Procédé de fabrication MIM en une seule pièce pour une résistance exceptionnelle.
- Œillet permettant une extraction par traction pour plus de flexibilité pendant le traitement orthodontique.
- Technologie Adhesive Guard Rail pour faciliter les éliminations de colle.



Accessoires

DESCRIPTION	ARTICLE N°
Crochet à coller Sidekick Motion (10/lot)	430-003

* Disponible prochainement – date de commercialisation disponible sur demande

La solution idéale pour vos patients



25 % de réduction du profil */**

Base plane au profil adouci pour le confort du patient.



Encoche plus profonde

Accès plus profond sous le crochet pour faciliter la fixation des élastiques.



Surfaces lisses

Le crochet large et les surfaces lisses offrent au patient un port confortable et évitent d'égratigner les lèvres ou les joues.



Crochet plat renforcé

Fixe même les nouveaux élastiques Force 3 Carriere, plus résistants, ou les doubles élastiques, le cas échéants.



Exclusivité Clear : résistant aux taches

Résistant aux taches pour une esthétique parfaite.



À peine perceptible

Très discret grâce à son design épuré. Pour une esthétique irréprochable, utilisez Motion Pro Clear.



Réduction du temps de traitement

La durée totale de traitement est réduite grâce à la standardisation des protocoles thérapeutiques et à la mise en place d'une plateforme de classe I dès le départ**.



Mise en place le jour même

Sa pose prend moins de 15 minutes et le collage peut être effectué immédiatement après la consultation avec le patient**.



Pas de délais de laboratoire

Élimine les délais de laboratoire grâce à la mise en place par collage direct.



*Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D.

**Données internes.

ENVIE DE VOUS FORMER POUR 2025 ?

Contactez notre service événements



s 0 0 0v0



p

Programme
**FORMATION
CARRIERE®**



28, rue Ampère
91430 IGNY



+33 1 69 41 90 28



drc@orthoplus.fr



orthoplus.fr