

MOTION PRO CLEAR versus. MOTION 3D

CARRIERE®
MOTION PRO™
CLEAR

CARRIERE®
MOTION 3D™

Traite les classes II

Traite les classes II & III avec des dispositifs différents



Design inspiré de l'anatomie humaine est conçu pour permettre un mouvement plus naturel et maîtrisé



Articulation rotule



Crochet à base large pour une répartition plus homogène des forces élastiques



Crochet à base standard



Encoche profonde pour faciliter l'insertion des élastiques



Encoche standard



Cran de positionnement, faces planes, bords droits et **encoche** pour une mise en place précise



Design standard de mise en place



Crochet amovible inclus pour une plus grande polyvalence



Pas de crochet amovible



Crochet renforcé pour fixer les élastiques de force 3 ou les doubles élastiques** Exclusivité Clear : Crochet plus de 2 fois plus résistant***



Crochet standard



Exclusivité Clear : Force d'adhérence multipliée par 2 grâce à des micro-verrous inversés et à des points de contact surélevés***



Force d'adhérence standard

*Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D. Données internes.

**Élastiques de force 3 disponibles prochainement – date de commercialisation disponible sur demande

***Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D Clear

