

# Des améliorations de la conception cruciales au traitement

CARRIERE®  
**MOTION PRO™**

CARRIERE®  
**MOTION 3D™**

Traite les classes II

Traite les classes II & III avec des dispositifs différents



**Profil 25 % plus plat**  
pour le confort du patient\*



**Design inspiré de l'anatomie humaine** conçu pour permettre un mouvement plus naturel et maîtrisé



Articulation rotule



**Crochet à base large** pour une répartition plus homogène des forces élastiques



Crochet à base standard



**Encoche profonde** pour faciliter l'insertion des élastiques



Encoche standard



**Cran de positionnement, faces planes, bords droits** et **encoche** pour une mise en place précise



Design standard de mise en place



**Crochet amovible** inclus pour une plus grande polyvalence



Pas de crochet amovible



**Crochet renforcé pour fixer** les élastiques de force 3 ou les doubles élastiques.  
Exclusivité Clear : Crochet 2 fois plus résistant\*\*



Crochet standard



**Exclusivité Clear** : Force d'adhérence multipliée par 2 grâce à des micro-verrous inversés et à des points de contact surélevés\*\*



Force d'adhérence standard

\*Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D™. Données internes.

\*\*Par rapport au dispositif de classe II Motion 3D™ Clear.